

Quick User's Guide

Next generation Medical Simulator

mikoto Colonoscopy Model






R0CT01

Introduction

This product is an educational training simulator for colon insertion practice and observation practice at the time of removal. It reproduces the sensation of insertion close to that of a human being, enabling practice of procedures close to actual practice.

本製品は、大腸挿入実習及び抜去時の観察実習に向けた教育訓練用シミュレータです。人に近い挿入感覚が再現され、実践に近い手技練習が可能な装置です。

■Product components (main unit and accessories)

<p>< MAIN UNIT ></p>  <p>The colon model is set in the main unit.</p>	<p>< AC adapter ></p> 	<p>< Operator's camera ></p> 
	<p>< USB analog video capture > ※</p> 	<p>< Lubricant ></p> 

※ Use the accessory products that are bundled with the unit for connection to the unit. Do not use other products as they cannot be used or may cause malfunctions. Also, if the power cord needs to be replaced, contact the dealer from whom you purchased the product.

※ This accessory may not be included in some sales areas. For details, contact the dealer.

Before using the product, please read the QR code on the right and check the contents before use.





製品をご使用される前には右記の QR コードを読み取り取扱説明書をご確認いただきからご使用ください。

<https://rzero.jp/download-jp/>





Do not use the product for any purpose other than its intended use. Please note that we are not responsible for any damage or accident that may occur by using the product in a manner other than that described in the instruction manual.

本来の使用目的以外にはご使用にならないでください。また、取扱説明書に記載された以外のご使用方法で、万一破損や事故が発生した場合に関しては、当社では責任を負いかねますので、ご了承ください。

	 <p>Do not put water in the water tank when using. 使用する時は、送水タンクに水を入れないで下さい。</p>
	 <p>Do not put anything inside the unit during use or transport. This may cause damage to components or malfunction. 使用時及び輸送時にも、本体の中には何も入れないようにしてください。部品の破損や故障の原因になります。</p>

■Parts List

No	Part Name	Type	Quantity	Product
1	Colon model	R 0 DS	1	
2	Lubricant	R 0 CMT	50ml×2	

These products are consumable. For further information, please contact.

【MANUFACTURE】



R ZERO Inc.
 2-218, kamo-cho, Yonago-shi, Tottori, 683-0823, JAPAN
 mikoto@rzero.jp