

# Quick User's Guide

## Next generation Medical Simulator

# mikoto Gastrointestinal endoscopy Model






## R0GT01

### Introduction

This product is an educational training simulator for gastric and duodenal insertion practice and observation practice. It reproduces the sensation of human-like insertion and is supported by educational content and originally developed navigation functions for acquiring procedural know-how, enabling practice of procedures with a completely new sensation.

本製品は、胃や十二指腸の挿入実習及び観察実習に向けた教育訓練用シミュレータです。人に近い挿入感覚が再現されるとともに、手技ノウハウ習得のために教育コンテンツと独自開発のナビゲーション機能でサポートしており、全く新しい感覚の手技練習が可能な装置です。

#### ■ Product components (main unit and accessories)

<p>&lt; MAIN UNIT &gt;</p>  <p>The gastric and duodenal model is set in the main unit.</p>	<p>&lt; AC adapter &gt;</p> 	<p>&lt; Operator's camera &gt;</p> 
	<p>&lt; USB analog video capture &gt; ※</p> 	<p>&lt; Lubricant &gt;</p> 


Use the accessory products that are bundled with the unit for connection to the unit. Do not use other products as they cannot be used or may cause malfunctions. Also, if the power cord needs to be replaced, contact the dealer from whom you purchased the product.




※ This accessory may not be included in some sales areas. For details, contact the dealer.

Before using the product, please read the QR code on the right and check the contents before use.



製品をご使用される前には右記の QR コードを読み取り取扱説明書をご確認いただいてからご使用ください。

<https://rzero.jp/download-jp/>



	<p>Do not use the product for any purpose other than its intended use. Please note that we are not responsible for any damage or accident that may occur by using the product in a manner other than that described in the instruction manual.</p> <p>本来の使用目的以外にはご使用にならないでください。また、取扱説明書に記載された以外のご使用方法で、万一破損や事故が発生した場合には、当社では責任を負いかねますので、ご了承ください。</p>
	 <p>Do not put water in the water tank when using. 使用する時は、送水タンクに水を入れないで下さい。</p>

■Parts List

No	Part Name	Type	Quantity	Product
1	Lubricant	R 0 CMT	50ml×2	
2	Sponges for lubricants	R 0 LSP	2set	

These parts are consumable. For further information, please contact.

【MANUFACTURE】



R ZERO Inc.  
2-218, kamo-cho, Yonago-shi, Tottori, 683-0823, JAPAN  
mikoto@rzero.jp